

OPT-Vorlauffaser



Allgemeine Spezifikationen:

Einfügedämpfung ED	E2000/APC <0,1dB, alle anderen < 0,23dB
Rückflussdämpfung RL (MM)	>36dB, typ. 40dB
Rückflussdämpfung RL xx/PC (SM)	>48dB, typ. 50dB
Rückflussdämpfung RL xx/APC (SM)	>70dB
Länge der beiden Pigtails je	2,5m

Bestellnummernschlüssel: OPT-xx-xxxx-xxx-xxx

Fasertyp	Länge in Metern	Stecker A/B
G5: OM2, 50/125µm	100 (MM)	E2000/PC / E2000/APC
G5-OM3: OM3, 50/125µm	200 (MM od. SM)	DIN/PC / DIN/APC
G6: 62,5/125µm	500 (MM od. SM)	FC/PC / FC/APC
E9 G657: SM biegeunempfindlich	1000 (SM)	LC/PC / LC/APC
xx: anderer Typ a. Anfrage	andere Länge auf Anfrage	SC/PC / SC/APC / SC/APC9°
		ST/PC
		andere auf Anfrage





Bestell-Beispiel: OPT-E9-1000-FC/PC-E2000/APC
 oder OPT-G5-100-SC-ST

Wir bieten Ihnen außerdem Komplettlösungen für Inspektion und Reinigung, z.B. Vorlauffaser-Koffer oder Mikroskopkoffer – siehe Rückseite.



Änderungen der technischen Daten und des Lieferumfangs sind jederzeit möglich. Keine Haftung für Druckfehler und Irrtümer.

Vorlauffaser-, Inspektions- & Reinigungskoffer

Inhalt ● = Serie ○ = Option	Vorlauffaser-Koffer 3-fach	Vorlauffaser-Koffer 4-fach	IR-Koffer „Mikroskop“	IR-Koffer „groß“
				
Safetybag H4 (HxBxT = 30 x 36 x 11cm)	●	●	●	-
Safetybag H8 (HxBxT = 41 x 50 x 17cm)	-	-	-	●
Hartschaumeinlage 2VLF	1x ●	2x ●	-	-
Hartschaumeinlage Mikroskop	●	-	●	-
Hartschaumeinlage Netbook	-	-	●	-
Hartschaueinlagen H8	-	-	-	●
Mikroskop Lightel DI-1000	○	-	○	-
Anzeigeeinheit (Netbook)	-	-	○	-
Mikroskop EXFO FIP-400	○	-	○	-
Mikroskop Lightel VC-6200PL	-	-	-	○
Mikroskop Lightel VC-6200	-	-	-	○
Vorlauffaser 500 oder 1000m (SM)	○ bis zu 3 gesamt	○ bis zu 4 gesamt	○ max. 1 gesamt	○ bis zu 2 gesamt
Vorlauffaser 100 oder 200m (MM)	○ bis zu 3 gesamt	○ bis zu 4 gesamt	○ max. 1 gesamt	○ bis zu 2 gesamt
OCC-B für 1,25mm	○	-	○	○
OCC-A für 2,5mm	○	-	○	○
Druckluftdose	-	-	-	○
CC-1-10 Reinigungsblätter	○	-	○	○
EW-ITW-5 Reinigungsflüssigkeit	○	-	○	○
Cletop S-RL	○	-	○	○
Ersatzkassette für Cletop	-	-	-	○
Opternus Connector Cleaner	○	-	○	○
Ersatzband für Opt C C	○	-	○	○
Alkoholspenderbehälter	-	-	-	○
Fiberpoint MD/250/ET	-	-	-	○

Änderung der technischen Daten und des Lieferumfangs jederzeit ohne Vorankündigung möglich - ggf. bitte schriftliches Angebot anfordern.